



TRIOMED COMPACT – PROGRAMBESKRIVNING & PROGRAMVAL

Detta blad beskriver i korthet alla program och deras användning. Baksidan visar dig hur du ställer in dem på din apparat.

Tiden för användning på ett område eller biologiskt aktiv punkt är 3 till 15 minuter. Total tid för användning bör inte överstiga 30 minuter per dag. För utförligare instruktioner se Användarmanualen.

Samtidigt med lysdioder slås summerljudet på. Vid programmets slut stängs apparaten av automatiskt. Det är möjligt att stänga av apparaten halvvägs genom att dubbelklicka på kontroll-knappen.

Program 0 – Harmoni. Allmän stärkning av kroppen. Detta program skyddar kroppen från negativ inverkan från omgivningen, t ex elektronik och stress. Minskar trötthet, förbättrar sömn, ökar uthållighet, ökar stresstålighet. Sänker elektromagnetisk strålning från diverse elektroniska apparater (t ex mobiltelefoner, datorer mm). Rekommenderad daglig användning 1-3 ggr/dag. Håll apparat 30-50 cm från kroppen. Kan påverka en hel grupp av människor i ett rum på 50-70 m³.

Program 1 – Universal. Avgiftning av kroppen, immunkorrigering, normalisering av ämnesomsättning, förbättring av inre organs funktion. Används lokalt på problemområden, vid akuta och kroniska hälsoproblem. Användning 10 min, 3 ggr per dygn. Kan även användas för FRI-terapi (Frekvens Resonans Inspelning) och förflyttning av information från kroppen eller andra objekt till vatten. Vid FRI-inspelning, håll kristallen mot objektet i minst 15 sek och stoppa programmet. Går att spela in från naturprodukter, örter, homeopatiska medel. Vätska kan droppas direkt på kristallen. Pulver måste först lösas i vatten. Den inspelade informationen kan flyttas till akupunkturpunkter, till vatten eller annan informationsförmedlare, t ex olja, kräm, vax etc.

Program 2 – Terapeut. Minskar inflammatoriska processer och smärtor. Snabbar upp läkningsprocessen vid sår. Vid akuta situationer kan man använda detta 15 min program flera ggr efter varandra. Vid kroniska problem kan programmet användas i flera månader. Lagg apparaten mot problemområde och låt verka i 15 min. Då läkningstillståndet förändras kontinuerligt, så spelar också apparaten in ny information varje minut, vilket är den mest optimala behandlingsmetoden med FRI-terapi.

Program 3 – Antistress. Vid posttraumatisk stress, övertrötthet, irritabilitet, psykoemotionell irritation och utmattning, överansträngning, extrem irritabilitet, dåligt humör, sömnstörningar. Programmet kan användas på distans eller i kontakt med kroppen. Vid kontakt förbättras mikrocirkulation i blodkapillärer, blodförtunnande effekt, förbättring av cirkulation i lymfan. Vid distansbehandling förbättras centrala och vegetativa nervsystemet, samt antidepressiv effekt. Vid akut behov av hjälp lägger du apparaten mot sjunde kotan i nacken eller mot öronlocket.

Program 4 – Fenix. Påskyndar regeneration av skadade vävnader. För behandling av sår, skrubbsår, brännskador, brutna ben och olika inflammationer (inkl leder). Placera apparat på problemområde och flytta runt i cirkelrörelse. Använd högst 10 min, 3 ggr/dag, ej mer än två veckor.

Program 5 – Edelweiss. Används vid vävnadshypoxi (syrebrist) och som antioxidant. Programmet ökar vävnaders uthållighet vid syrebrist. Förbättrar mikrocirkulation i kapillärer/små blodkärl. Förbättrar andningssystemets funktion. Ökar cellers syreupptag. Ger antioxidanteffekt – för eliminering av fria radikaler. Rekommenderad användning vid kroniska sjukdomar relaterade med förgiftning eller dålig mikrocirkulation, samt problem med andningsorgan.

Program 6 – Föryngring. Används för föryngring av kroppen. Normaliserar ämnesomsättningen, förbättrar blodcirkulationen som gör att cellerna och deras receptorer förbättras och återställs. Därför förbättras alla inre organs funktioner, vilket leder till föryngring av kroppen. Detta program optimerar nivån av könshormoner. Rekommenderad användning på akupunkturpunkterna; solar plexus, sjunde kotan i nacken och armvecket. Varje punkt behandlas i 12 min och kan användas kontinuerligt i 2-3 mån. Programmet kan även användas för kosmetiskt ändamål i ansiktet. För apparaten från mitten av ansiktet och utåt i pannan, från näsan, mungiporna, hakan och runt ögonen.

Program 7 – Fotonljus (infraröd). Apparaten har även en IR-stråle bredvid kristallen. Denna fotonterapi optimerar cellernas energetiska och övriga inre funktioner. Blodförtunnande effekt, normaliserar mikrocirkulation, optimerar kroppens immunstatus, regenererar celler, optimerar produktion av hormoner. Används vid kroniska inflammatoriska processer, problem med perifera nervsystemet, olika smärtor, störningar i bukspottkörtel. Används 5 min per område eller punkt. Kan ha kontraindikation (ska inte användas) vid cancer, tuberkulos och rekommenderas ej vid ögonen.

Programval

Apparaten slås på genom att välja ett program att köra. Detta gör du genom att trycka och hålla nere kontroll-knappen i mitten av apparaten. För varje 2 sek knappen hålls nertryckt bytes program och visas genom olika ljusdioder som lyser, enl bilderna nedan. T ex: Om du vill köra Program 1, håll nere kontroll-knappen tills ljusdiod lyser enl bild Fig. 5. Om du vill köra med eller utan summerljud, bläddra genom programlistan en gång – varannan gång är det med ljud, varannan utan ljud. Detta kan vara praktiskt om du t ex inte vill störa någon på natten eller vid användning på örat.

Program	Tid
Program 0 – Harmoni (Distans)	30 min
Program 1 – Universal	12 min
Program 2 – Terapeut	15 min
Program 3 – Antistress	10 min
Program 4 – Fenix	10 min
Program 5 – Edelweiss	12 min
Program 6 – Föryngring	12 min
Program 7 – Fotonljus	5 min

